


## SCHEDA TECNICA

COD: 40XX DIRECTOR – REV.1 – 01/10/2020

Produttore	Protek Medical Products, Inc. 4125 Westcor Court Coralville Iowa, 52241 Stati Uniti d'America
Rappresentante Europeo	Emergo Europe Prinsessegracht 20 2514 AP The Hague Netherlands
<b>Immagine indicativa del prodotto</b> 	
Descrizione prodotto	Guida sterile monouso DIRECTOR studiata e realizzata per un utilizzo con sistemi di puntamento Protek Medical Inc. Le guide monouso DIRECTOR permettono uno stabile posizionamento dello strumenti anche in condizioni di scarsa visibilità. Il rilascio dello strumento, grazie alla particolare clip di fissaggio, risulta sicuro ed immediato.
Destinazione d'uso	Guida ago per procedure ecoguidate
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rilascio rapido dell'ago (Sistema a clip)</li><li>- Aggancio e sgancio rapido e sicuro guida/bracket</li><li>- Pronta all'uso, non devono essere attaccati ulteriori pezzi</li><li>- Codifica colore per l'identificazione rapida ago/guida/gauge</li><li>- Confezionata per misura, si ordinano ed utilizzano solo le misure necessarie (24 pz)</li><li>- Invito ago facilitato, con incavo per una veloce e facile inserzione dell'ago</li></ul>

## SCHEMA TECNICA

<b>Misure e codici prodotto:</b> Cod. <b>4013</b> – guida ago DIRECTOR misura 13ga - Viola Cod. <b>4014</b> – guida ago DIRECTOR misura 14ga - Verde chiaro Cod. <b>4015</b> – guida ago DIRECTOR misura 15ga - Azzurro Cod. <b>4016</b> – guida ago DIRECTOR misura 16ga - Bianco Cod. <b>4017</b> – guida ago DIRECTOR misura 17ga - Porpora Cod. <b>4018</b> – guida ago DIRECTOR misura 18ga - Rosa Cod. <b>4019</b> – guida ago DIRECTOR misura 19ga - Crema Cod. <b>4020</b> – guida ago DIRECTOR misura 20ga - Giallo Cod. <b>4021</b> – guida ago DIRECTOR misura 21ga – Verde scuro Cod. <b>4022</b> – guida ago DIRECTOR misura 22ga - Nero Cod. <b>4023</b> – guida ago DIRECTOR misura 23ga – Blu scuro Cod. <b>4025</b> – guida ago DIRECTOR misura 25ga - Arancione	
Materiali di produzione	ABS
Confezionamento	Ogni confezione contiene 24 pezzi sterili. Il prodotto è confezionato singolarmente in busta sterile in Tyvek e film plastico.
Avvertenza di utilizzo	Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente da personale sanitario addestrato in materia di ultrasonologia. Consultare le istruzioni d'uso presenti all'interno di ogni confezione ed il manuale del trasduttore. I componenti a perdere sono confezionati sterili e sono da intendersi monouso. Non utilizzare se la confezione è scaduta o danneggiata.
Sterilizzazione	Ossido di Etilene secondo ISO 10993-7:2008 – Parte 7
Presenza di lattice	Il prodotto non contiene lattice ed è da intendersi LATEX FREE
Stoccaggio del prodotto	Conservare il prodotto in luogo pulito, fresco ed asciutto. Non esporre il prodotto a luce solare diretta ed a fonti di calore. Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 15° C e 30° C.
Marchio CE	2797 – BSI
Classificazione del prodotto	Is
Ulteriori Certificazioni	ISO 10993 Parte 4, 5, 10, 11
Classificazione CND	A018002
RDM	311095