



## SCHEDA TECNICA

COD: E64XX

Produttore	Exact Medical Manufacturing B.V. Kerkstraat 35 5253 AN Nieuwkuijk Paesi Bassi Tel +31 (0) 73 7600675 Fax +31 (0) 73 7600676
Immagine	
Descrizione prodotto	<p>Kit coprisonda sterile realizzato in VipFilm (poliuretano termoplastico di alta qualità), comprensivo di gel ecografico in busta da 20ml, 2 elastici di fissaggio latex free e 2 nastri adesivi latex free.</p> <p>Tutte le coperture sono ripiegate telescopicamente al fine di favorire l'inserzione della sonda all'interno. Estremamente soffici e resistenti, acusticamente trasparenti, dotate di terminale 3D per una vestibilità della sonda ottimale.</p>
Codice Prodotto	<p>Cod. E6401 Kit coprisonda 5x61 cm Cod. E6345 Kit coprisonda 8x244 cm Cod. E6403 Kit coprisonda 10x61 cm Cod. E6407 Kit coprisonda 10x122 cm Cod. E6413 Kit coprisonda 10x244 cm Cod. E6346 Kit coprisonda 13x61 cm Cod. E6344 Kit coprisonda 13x122 cm Cod. E6341 Kit coprisonda 13x244 cm Cod. E6343 Kit coprisonda punta LF 13x244 cm Cod. E6428 Kit coprisonda 15x61 cm Cod. E6432 Kit coprisonda 15x122 cm Cod. E6435 Kit coprisonda 15x244 cm</p>
Sterilizzazione	ETO ISO11135-1-2007

## SCHEMA TECNICA

Materiali di produzione	Guaina: TPE Film trasparente 50gsm Nastro adesivo Gel per ultrasuoni (1) Elastici latex free (2)
	

Presenza di Lattice	Il dispositivo non contiene lattice (Latex Free)
Certificazione di produzione	Dispositivo Medico prodotto in accordo con ISO 13485:2012 + AC:2012
Classificazione Prodotto	Dispositivo Medico di Classe Is
CND	T030102
RDM	Esente (Classe I produzione Estera)
Marchio CE	N. 0123 - Certificato N. G2S170298215001 TUV SUD Product Service GMBH
Confezionamento	Confezionato in scatole da 20 pezzi.