



clariflo™

Pressure Infuser

Clariflo™ Flex

Premisacca monouso e pluriuso per infusione rapida e per monitoraggio pressione



Clariflo™

Caratteristiche e Vantaggi

Qualità


- Latex free
- Realizzate in nylon estremamente resistente
- Sigillatura per una alta resistenza alla pressione
- Controllate singolarmente dopo la produzione

Design

- Dotate di gancio di sospensione integrato
- Con pompa manuale ad alto volume
- Dotate di clamp di sicurezza
- Tubi di collegamento di alta qualità

Ampia gamma

- Disponibili in 2 gamme differenti (Clariflo™ e ClariFlo™ Flex)
- Misure disponibili: 500ml, 1000ml e 3000ml
- Versione Monouso o Pluriuso
- Possibilità di scelta tra manometro o pistone indicatore
- Possibilità di scelta tra Rubinetto o valvola con rotella di chiusura



Retro trasparente rinforzato per una rapida visualizzazione

Indicatori di pressione

I premisacca sono disponibili con due differenti tipologie di indicatori di pressione:



Indicatore a pistone

- Range 0-300mmHG
- Visibilità 360°
- Con valvola di sicurezza



Manometro

- Range 0-300mmHG
- Di facile lettura
- Alta precisione di misurazione

Valvola di controllo pressione

Tutta la linea è disponibile con due differenti tipologie di valvole per il controllo della pressione



Rubinetto a 3 vie

- Controllo preciso della pressione
- Utilizzabile con una sola mano



Valvola a rotella

- Controllo istantaneo della pressione
- Modalità aperto / chiuso

Clariflo™ Flex

Caratteristiche e Vantaggi

La nuova linea di premisacca ClariFlo™ Flex é composta da premisacca pluriuso o monouso (monopaziente) e di singoli ricambi che possono essere d'aiuto per ridurre il bioburden cambiando unicamente le parti soggette a contaminazione e/o ad usura.

Il corpo del premisacca, anche in versione monopaziente, è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono una ottimale tenuta e resistenza all'usura. La superficie è facilmente lavabile e sanificabile.



	REF	DESCRIZIONE	CONF.
MONOUSO	500PGSFLEX	Premisacca 500ml con indicatore a pistone, insufflatore e rubinetto	10 pezzi
	1000PGSFLEX	Premisacca 1000ml con indicatore a pistone, insufflatore e rubinetto	10 pezzi
	3000PGSFLEX	Premisacca 3000ml con indicatore a pistone, insufflatore e rubinetto	5 pezzi
	500AGSFLEX	Premisacca 500ml con manometro indicatore, insufflatore e rubinetto	10 pezzi
	1000AGSFLEX	Premisacca 1000ml con manometro indicatore, insufflatore e rubinetto	10 pezzi
	3000AGSFLEX	Premisacca 3000ml con manometro indicatore, insufflatore e rubinetto	5 pezzi
PLURIUSO	RU500PGSFLEX	Premisacca 500ml con indicatore a pistone, insufflatore e rubinetto	10 pezzi
	RU1000PGSFLEX	Premisacca 1000ml con indicatore a pistone, insufflatore e rubinetto	10 pezzi
	RU3000PGSFLEX	Premisacca 3000ml con indicatore a pistone, insufflatore e rubinetto	5 pezzi
	RU500AGSFLEX	Premisacca 500ml con manometro indicatore, insufflatore e rubinetto	10 pezzi
	RU1000AGSFLEX	Premisacca 1000ml con manometro indicatore, insufflatore e rubinetto	10 pezzi
	RU3000AGSFLEX	Premisacca 3000ml con manometro indicatore, insufflatore e rubinetto	5 pezzi

	REF	DESCRIZIONE	CONF.
MONOUSO	500FLEX	Sacca di ricambio 500ml	10 pezzi
	1000FLEX	Sacca di ricambio 1000ml	10 pezzi
	3000FLEX	Sacca di ricambio 3000ml	5 pezzi
	PSGFLEX	Indicatore a pistone con rubinetto	10 pezzi
	AGSFLEX	Manometro di precisione con rubinetto	10 pezzi
PLURIUSO	RU500FLEX	Sacca di ricambio 500ml	10 pezzi
	RU1000FLEX	Sacca di ricambio 1000ml	10 pezzi
	RU3000FLEX	Sacca di ricambio 3000ml	5 pezzi
	RUPSGFLEX	Indicatore a pistone con rubinetto	10 pezzi
	RUAGSFLEX	Manometro di precisione con rubinetto	10 pezzi



BIOCOMMERCIALE s.r.l.

Sales Office
via Merighi 30/8
40055 Castenaso (BO)
Italia

Telefono +39 051.78.73.29
Fax +39 051.78.53.50
info@biocommerciale.com

