

Kit coprisonda CleanCover

Kit coprisonda sterili in polietilene trasparente (latex free) composti da una copertura ecografica, una bustina di gel ecografico sterile da 20ml e sistemi di fissaggio latex free. Appositamente studiati per la protezione e la copertura della sonda ecografica e del cavo durante le procedure diagnostiche ed operative.

Caratteristiche e vantaggi:

- Interamente realizzate con materiali latex free.
- Economiche.
- Monouso, riducono le possibili contaminazioni incrociate tra paziente/paziente e tra paziente/operatore.
- Acusticamente trasparenti.
- Pronte all'uso, all'interno di ogni kit sono presenti tutti gli accessori necessari per la procedura ad ultrasuoni.
- Ampia gamma di misure per rispondere alle comuni esigenze del mercato.



Composizione

Ogni kit della linea CleanCover è composto da: 1 coprisonda latex free, 1 bustina di gel ecografico sterile (20ml), sistemi di fissaggio latex free.

REF	DESCRIZIONE	Q.TA
1096	Kit coprisonda sterile latex free con sistema PullUp™ misura 12,7x122 cm, con gel e sistemi di fissaggio	24
1240	Kit coprisonda sterile latex free misura 10,2x61 cm, con gel e sistemi di fissaggio	24
1460	Kit coprisonda sterile latex free misura 15,2x122 cm, con gel e sistemi di fissaggio	24

Informazioni aggiuntive

Sterilizzazione: ossido di etilene - prodotto monouso, non sterilizzabile dopo il suo utilizzo.

Avvertenza

Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente da personale sanitario addestrato in materia di ultrasonologia. Consultare il manuale d'istruzioni presente all'interno di ogni confezione ed il manuale del trasduttore. I componenti a perdere sono confezionati sterili e sono da intendersi monouso. Non utilizzare se la confezione è scaduta o danneggiata.