

A B

SPAZZOLE  
PER GRANDI  
SUPERFICI

C D E



F

SPAZZOLA  
PER GROSSI  
DIAMETRI

## Spazzole per grandi superfici



Spazzole pluriuso dotate di manico in plastica ergonomico e setole in differenti tipologie di filamento, appositamente studiate e realizzate per la pulizia di grandi superfici quali tavoli da lavoro, vasche, pareti, autoclavi, carrelli. Tutti i modelli sono termodisinfezzabili ed offrono una alta resistenza a molteplici utilizzi. Le setole sono realizzate in nylon di colore bianco di alta qualità, che non rilasciano filamenti durante il loro utilizzo. Disponibile in due differenti versioni: standard ed extra lunga.

REF	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	FIG
BR-9000	Spazzola multiuso con manico ergonomico e setole in nylon	12,7 x 12,7 x 20 cm	A
BR-9001	Spazzola multiuso con manico ergonomico extra lungo e setole in nylon	12,7 x 12,7 x 51 cm	B

Spazzole pluriuso, autoclavabile con manico in materiale plastico ultra resistente, ideali per la pulizia di banchi da lavoro, containers ed arredi sanitari. La spazzola è dotata di manico con grip superiore ed anello per il corretto stoccaggio del prodotto quanto inutilizzato. La spazzola è disponibile nelle seguenti varianti: con setole in nylon bianco, in ottone o in acciaio inox.

REF	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	FIG
BIO0476	Spazzola multiuso con manico blu e setole in nylon bianco	3 x 12,7 x 28 cm	C
BIO0474	Spazzola multiuso con manico blu e setole in ottone	3 x 12,7 x 28 cm	D
BIO0475	Spazzola multiuso con manico blu e setole in acciaio inox	3 x 12,7 x 28 cm	E

## Spazzole per grossi diametri

Spazzola pluriuso appositamente realizzata per la corretta pulizia di recipienti con grossi diametri. Dotata di setola in Polyamide translucida su anima in acciaio inox ritorto. La spazzola è dotata di manico in plastica termoformata autoclavabile. Interamente realizzata senza lattice.

REF	DESCRIZIONE	Q.TÀ	FIG
STR BR40075	Spazzola per recipienti , dimensioni 75 mm x 400 mm	3 pezzi	F