

DeRoyal® Skin Markers

Scheda Tecnica - Marcatori chirurgici - penne dermografiche



Marcatori dermografici per marcare in modo regolare e chiaro la cute del paziente prima delle procedure chirurgiche.

L'inchiostro di alta qualità garantisce un tratto ben chiaro e duraturo.

Caratteristiche e vantaggi:

- Inchiostro viola genziana resistente alle procedure preparatorie, non irritante e non penetrante.
- Ogni marcatore dermografico è dotato di righello flessibile da 15 cm che consente la misurazione delle curve del corpo.
- Realizzato con materiali latex free.
- Dotati di etichette adevise per l'identificazione dei medicinali o dei campioni (Ref. 26-003 e 26-004).
- Confezionate singolarmente in blister sterili, la confezione permette di disporre di un pratico dispenser.



PUNTA STANDARD



PUNTA FINE



Prodotto

Marcatore dermografico sterile, punta standard + righello
Marcatore dermografico non sterile, punta standard + righello
Marcatore dermografico sterile, punta fine + righello
Marcatore dermografico non sterile, punta fine + righello
Marcatore dermografico sterile punta standard + righello + etichetta
Marcatore dermografico sterile punta fine + righello + etichetta

Codice Articolo

26-001
26-005 NS
26-002
26-006NS
26-003
26-004

Confezione

25 pz
100 pz
25 pz
100 pz
25 pz
25 pz

Produzione:

DeRoyal Industries Inc. 200 Debusk Lane, Powell TN 37849 - USA
Rappresentante Europeo: QNET BV - Hommerterweg AM Amstenrade - NL
Marchio CE 0543 - Dispositivo Medico di Classe Is - 1ns
CND V9004 RDM esente classe 1

Informazioni aggiuntive:

Importato e distribuito da Biocommerciale s.r.l.



BIOCOMMERCIALE s.r.l.
P.zza Marie Curie, 5 - 40055 Castenaso (BO), IT
Tel: (0039) 051.78.73.29 - 051.78.53.50
www.biocommerciale.com